


CABLES DE PULSIOXIMETRIA



MARCA	MODELOS	PINZA ADULTO	PINZA PEDIATRIA	MULTISITIO	SENSOR DE OREJA	BLANDO ADULTO	BLANDO PEDIATRIA	CONECTOR CABLE	CABLE INTERMEDIO	CONECTOR AL EQUIPO	
ALARIS (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	VITALCHEK 4400										
	REF. ORIGINAL	511-SD									
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.		LONG:1,0m.					
COMP. CRITICARE (CSI)	REFERENCIAS	J-012DA	J-012DI	Y-012DN			T-012DA	DB-9 (6 PIN MACHO)	RCP-003	DB9 (6 PIN MACHO)	

ALARIS (DIRECTO)	VITALCHEK 4400								NO ES NECESARIO CONEX. DIRECTA		
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE	LONG:3,2m.	LONG:3,2m.	LONG:3,2m.		LONG:3,2m.					
COMP. CRITICARE (CSI)	REFERENCIAS	J-012CA	J-012CI	Y-012CN			T-012CA	DB-9 (6 PIN MACHO)		DB9 (6 PIN MACHO)	


ALLEGIANCE (CABLE INTERMEDIO)	ALLEGIANCE										
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE										
CONECTOR LNCS MASIMO	REFERENCIAS							DB-9 (LNCS)	90785 / 90777	3M MASIMO	

AQUITRON (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	SERENA MX										
	REF. ORIGINAL	BCI 3044									
	LONGITUD CABLE	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:0,9m.	LONG:1,2m.				
COMPATIBLE BCI	REFERENCIAS	J-003DA	J-003DI	Y-003DN	96550ME	T-003DA	95550	REDEL (7 PIN MACHO)	90736	REDEL (7 PIN MACHO)	

AQUITRON (DIRECTO)	SERENA MX								NO ES NECESARIO CONEX. DIRECTA		
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE	LONG:3,2m.	LONG:3,2m.	LONG:3,2m.		LONG:3,2m.					
COMPATIBLE BCI	REFERENCIAS	J-003CA	J-003CI	Y-003CN			T-003CA	REDEL (7 PIN MACHO)		REDEL (7 PIN MACHO)	

CABLES DE PULSIOXIMETRIA


36



MARCA	MODELOS	PINZA ADULTO	PINZA PEDIATRIA	MULTISITIO	SENSOR DE OREJA	BLANDO ADULTO	BLANDO PEDIATRIA	CONECTOR CABLE	CABLE INTERMEDIO	CONECTOR AL EQUIPO	
AQUITRON (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	9101-OX										
	REF. ORIGINAL	OXI-F4-H									
	LONGITUD CABLE	LONG:0,9m.				LONG:0,9m.					
COMPATIBLE OHMEDA	REFERENCIAS	90412ME				90412MS		DB-9 (9 PIN MACHO)	90738	HIPERTRONIC (7 PIN MACHO)	
AQUITRON (DIRECTO)	9101-OX								NO ES NECESARIO CONEX. DIRECTA		
	REF. ORIGINAL	OXI-F4-H		60510000115							
	LONGITUD CABLE	LONG:3,2m.	LONG:3,2m.	LONG:3,2m.		LONG:3,2m.					
COMPATIBLE OHMEDA	REFERENCIAS	J-005CA	J-005CI	Y-005CN		T-005CA		HIPERTRONIC (7 PIN MACHO)		HIPERTRONIC (7 PIN MACHO)	
ARMSTRONG (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	AD-900, 1000, 2000, 3000										
	REF. ORIGINAL	BCI 3044									
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:1,2m.				
COMPATIBLE BCI	REFERENCIAS	J-003DA	J-003DI	Y-003DN	96550ME	T-003DA	95550MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90742	DB-9 (9 PIN MACHO)	
ARTEMA / S&W (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	GAMA 8000 ATHENA / DIASCOPE										
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:0,9m.	LONG:0,9m.				
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	59831-0 RCP-023	NICOLAY (10 PIN HEMBRA)	
ARTEMA / S&W (DIRECTO)	GAMA 8000 ATHENA/DIASCOPE 2								NO ES NECESARIO CONEX. DIRECTA		
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE	LONG:3,0m.	LONG:3,6m.	LONG:3,6m.							
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	90800ME	95800ME	91800ME				NICOLAY (10 PIN HEMBRA)		NICOLAY (10 PIN HEMBRA)	

CABLES DE PULSIOXIMETRIA


37



MARCA	MODELOS	PINZA ADULTO	PINZA PEDIATRIA	MULTISITIO	SENSOR DE OREJA	BLANDO ADULTO	BLANDO PEDIATRIA	CONECTOR CABLE	CABLE INTERMEDIO	CONECTOR AL EQUIPO	
ARTEMA / S&W (DIRECTO)	ANTIGUA GENERACION MM 200, MM 204								NO ES NECESARIO CONEX. DIRECTA		
	REF. ORIGINAL	BL-033057									
	LONGITUD CABLE	LONG:3,2m.	LONG:3,2m.	LONG:3,2m.		LONG:3,2m.					
COMPATIBLE ARTEMA	REFERENCIAS	J-016/018CA	J-016/018CI	Y-016/018CN		T-016/018CA		NICOLAY (6 PIN M + 6 PIN H)		NICOLAY (6 PIN MACHO + 6 PIN HEMBRA)	
ARTEMA / S&W (DIRECTO)	SW								NO ES NECESARIO CONEX. DIRECTA		
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE	LONG:3,2m.	LONG:3,2m.	LONG:3,2m.		LONG:3,2m.					
COMPATIBLE SW	REFERENCIAS	J-016/018CA	J-016/018CI	Y-016/018CN		T-016/018CA		NICOLAY (10 PIN HEMBRA)		NICOLAY (10 PIN HEMBRA)	
ATOM (CABLE INTERMEDIO)	V-505, 900,2001, ATOM 2000										
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE										
CONECTOR LNCS								DB-9 (LNCS)	90785 / 90777	3M MASIMO	
MASIMO	REFERENCIAS										
BAXTER (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	EXPLORER/MONARCH										
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS							
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.				
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90720 /90721	DB-9 (7 PIN MACHO)	
BAXTER (DIRECTO)	ASAT								NO ES NECESARIO CONEX. DIRECTA		
	REF. ORIGINAL	6000-15									
	LONGITUD CABLE	LONG:3,2m.	LONG:3,2m.	LONG:3,2m.		LONG:3,2m.					
COMPATIBLE SIMED	REFERENCIAS	J-025CA	J-025CI	Y-025CN		T-025CA		HIPERTRONIC (7 PIN MACHO)		HIPERTRONIC (7 PIN MACHO)	

CABLES DE PULSIOXIMETRIA


38



MARCA	MODELOS	PINZA ADULTO	PINZA PEDIATRIA	MULTISITIO	SENSOR DE OREJA	BLANDO ADULTO	BLANDO PEDIATRIA	CONECTOR CABLE	CABLE INTERMEDIO	CONECTOR AL EQUIPO	
BCI (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	3300-3301-3302-3303-3304 3401										
	REF. ORIGINAL	BCI 3044									
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:1,2m.				
COMPATIBLE BCI	REFERENCIAS	J-003DA	J-003DI	Y-003DN	96550ME	T-003DA	95550MS	DB-9 (9 PIN)	90742	DB-9 (9 PIN MACHO)	
BCI (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	3100-3101-6100-9100 ADVISOR-AUTOCORR MINITOOOR-MINITOOOR PLUS										
	REF. ORIGINAL	BCI 3044									
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:1,2m.				
COMPATIBLE BCI	REFERENCIAS	J-003DA	J-003DI	Y-003DN	96550ME	T-003DA	95550MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90736	REDEL (7 PIN MACHO)	
BCI (DIRECTO)	3100-3101-6100-9100 ADVISOR-AUTOCORR MINITOOOR-MINITOOOR PLUS								NO ES NECESARIO CONEX. DIRECTA		
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE	LONG:3,2m.	LONG:3,2m.	LONG:3,2m.		LONG:3,2m.					
COMPATIBLE BCI	REFERENCIAS	J-003CA	J-003CI	Y-003CN		T-003CA		REDEL (7 PIN MACHO)		REDEL (7 PIN MACHO)	
BIOSYS (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	BPM 200										
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS							
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.				
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90720 /90721	DB-9 (7 PIN MACHO)	
BIRD (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	VITALCHEK 4400										
	REF. ORIGINAL	511-SD									
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.		LONG:1,0m.					
COMP. CRITICARE (CSI)	REFERENCIAS	J-012DA	J-012DI	Y-012DN		T-012DA		DB-9 (6 PIN MACHO)	RCP-003	DB9 (6 PIN MACHO)	

CABLES DE PULSIOXIMETRIA


39



MARCA	MODELOS	PINZA ADULTO	PINZA PEDIATRIA	MULTISITIO	SENSOR DE OREJA	BLANDO ADULTO	BLANDO PEDIATRIA	CONECTOR CABLE	CABLE INTERMEDIO	CONECTOR AL EQUIPO	
BIRD (DIRECTO)	4400								NO ES NECESARIO CONEX. DIRECTA		
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE	LONG:3,2m.	LONG:3,2m.	LONG:3,2m.		LONG:3,2m.					
COMP. CRITICARE (CSI)	REFERENCIAS	J-012CA	J-012CI	Y-012CN		T-012CA		DB-9 (6 PIN MACHO)		DB9 (6 PIN MACHO)	
BIRD (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	4400										
	REF. ORIGINAL	511-SD									
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.		LONG:1,0m.					
COMP. CRITICARE (CSI)	REFERENCIAS	J-012DA	J-012DI	Y-012DN		T-012DA		DB-9 (6 PIN MACHO)	RCP-002	LEMO (5 PIN MACHO)	
BIRD (DIRECTO)	4400								NO ES NECESARIO CONEX. DIRECTA		
	REF. ORIGINAL	511-10L									
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.		LONG:1,0m.					
COMP. CRITICARE (CSI)	REFERENCIAS	J-007DA	J-007DI	Y-007DN		T-007DA		LEMO (5 PIN MACHO)		LEMO (5 PIN MACHO)	
BITMOS CABLE INTERMEDIO	800-801-805-816										
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE										
CONECTOR LNCS	REFERENCIAS							DB-9 (LNCS)	90785 / 90777	3M MASIMO	
MASIMO											

CABLES DE PULSIOXIMETRIA


40



MARCA	MODELOS	PINZA ADULTO	PINZA PEDIATRIA	MULTISITIO	SENSOR DE OREJA	BLANDO ADULTO	BLANDO PEDIATRIA	CONECTOR CABLE	CABLE INTERMEDIO	CONECTOR AL EQUIPO	
BRUKER (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	40, 443, 444								NO DISPONIBLE		
	REF. ORIGINAL	BCI 3044									
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:1,2m.				
COMPATIBLE BCI	REFERENCIAS	J-003DA	J-003DI	Y-003DN	96550ME	T-003DA	95550MS	DB-9 (9 PIN MACHO)		ODAM (12 PIN)	
BURDICK (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	100, PRO2										
	REF. ORIGINAL	BCI 3044									
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:1,2m.				
COMPATIBLE BCI	REFERENCIAS	J-003DA	J-003DI	Y-003DN	96550ME	T-003DA	95550MS	DB-9 (9 PIN)	90742	DB-9 (9 PIN MACHO)	
CAS MEDICAL (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	OSCILLOMATE 9002-9303-9302S										
	REF. ORIGINAL	8000AA1									
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.		LONG:1,0m.	LONG:1,2m.				
COMPATIBLE NONIN	REFERENCIAS	J-020DA	J-020DI	Y-020DN		T-020DA	95155MS	DB-7 (7 PIN MACHO)	90764 / 90765	DB-7 (7 PIN MACHO)	
CAS MEDICAL (DIRECTO)	OSCILLOMATE 9002-9303-9302S								NO ES NECESARIO CONEX. DIRECTA		
	REF. ORIGINAL	8000AA1									
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.		LONG:1,0m.	LONG:1,2m.				
COMPATIBLE NONIN	REFERENCIAS	J-038CA	J-038CI	Y-038CN		T-038CA		DB-7 (7 PIN MACHO)		DB-7 (7 PIN MACHO)	
CAS MEDICAL (CABLE INTERMEDIO)	740-750										
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE										
CONECTOR LNCS	REFERENCIAS							DB-9 (LNCS)	90785 / 90777	3M MASIMO	

CABLES DE PULSIOXIMETRIA

41



MARCA	MODELOS	PINZA ADULTO	PINZA PEDIATRIA	MULTISITIO	SENSOR DE OREJA	BLANDO ADULTO	BLANDO PEDIATRIA	CONECTOR CABLE	CABLE INTERMEDIO	CONECTOR AL EQUIPO	
COLIN (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	BP 88/306/508/808/885 PRES-MATE SAT										
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS							EC4 / EC8
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.				LONG:1,2 / 2,4m.
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90720 /90721	DB-9 (7 PIN MACHO)	


COLIN (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	BP 88SINEXT NUEVA GENERACION										
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS							SCP 10
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.				LONG:3,0m.
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90737	AMP 14 PIN	

COLIN (CABLE INTERMEDIO) PARA USO CON SENSORES ORIGINALES OXIMAX	BX 10NE										
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS							DOC 10
	LONGITUD CABLE	LONG:0,9m.		LONG:0,9m.							LONG:2,0m.
NELLCOR OXIMAX	REFERENCIAS	DS-100X		D-YS				DB-9 (9 PIN MACHO)	RCP-006	AMP 14 PIN	

COLIN (DIRECTO)	BP308/408 BX 5								NO ES NECESARIO CONEX. DIRECTA		NO DISPONIBLE
	REF. ORIGINAL	02127.1									
	LONGITUD CABLE	LONG:3,5m.									
COMPATIBLE COLIN	REFERENCIAS	90250ME						CONECTOR COLIN		CONECTOR COLIN	

COLIN (CABLE INTERMEDIO) CONECTOR LNCS MASIMO	BP308/408 BX 5, BX 10ma										
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE										LONG:1,2 / 2,5m.
MASIMO	REFERENCIAS							DB-9 (LNCS)	90785 / 90777	3M MASIMO	


CABLES DE PULSIOXIMETRIA



MARCA	MODELOS	PINZA	PINZA	MULTISITIO	SENSOR DE	BLANDO	BLANDO	CONECTOR CABLE	CABLE INTERMEDIO	CONECTOR AL EQUIPO		
		ADULTO	PEDIATRIA		OREJA	ADULTO	PEDIATRIA					
CORPULS (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	08 - 016										NO DISPONIBLE	
	REF. ORIGINAL	02127.1		02127.6								03127.0
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:1,2m.					LONG:2,0m.
COMPATIBLE BCI	REFERENCIAS	J-003DA	J-003DI	Y-003DN	96550ME	T-003DA	95550MS	DB-9 (9 PIN)	90183	DPK-1		
CORPULS (CABLE INTERMEDIO)	08 - 016 08 - 016S											
	REF. ORIGINAL											
	LONGITUD CABLE											LONG:2,5m.
CONECTOR LNCS	REFERENCIAS							DB-9 (LNCS)	90778	NICOLAY 12 PIN MACHO		
MASIMO	REFERENCIAS											
CORPULS (CABLE INTERMEDIO)	08 - 016 08 - 016S											
	REF. ORIGINAL											
	LONGITUD CABLE											LONG:2,5m.
CONECTOR LNOP	REFERENCIAS							LNOP	90761	NICOLAY 12 PIN MACHO		
MASIMO	REFERENCIAS											
CRITICARE (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	503 SPOT, 503 DX, 504 DX, 506, 506DXNP, MINISPO2											
	REF. ORIGINAL	511-SD										
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.		LONG:1,0m.						LONG:2,4m.
COMP. CRITICARE (CS)	REFERENCIAS	J-012DA	J-012DI	Y-012DN		T-012DA		DB-9 (6 PIN MACHO)	RCP-003	DB9 (6 PIN MACHO)		
CRITICARE (DIRECTO)	503 SPOT, 503 DX, 504 DX, 506, 506DXNP, MINISPO2								NO ES NECESARIO CONEX. DIRECTA			
	REF. ORIGINAL											
	LONGITUD CABLE	LONG:3,2m.	LONG:3,2m.	LONG:3,2m.		LONG:3,2m.						
COMP. CRITICARE (CS)	REFERENCIAS	J-012CA	J-012CI	Y-012CN		T-012CA		DB-9 (6 PIN MACHO)		DB9 (6 PIN MACHO)		


CABLES DE PULSIOXIMETRIA

43



MARCA	MODELOS	PINZA ADULTO	PINZA PEDIATRIA	MULTISITIO	SENSOR DE OREJA	BLANDO ADULTO	BLANDO PEDIATRIA	CONECTOR CABLE	CABLE INTERMEDIO	CONECTOR AL EQUIPO	
CRITICARE (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	501, 503, 504, 507, 508, 581, 1100 POET, PONI, SCHOLAR										
	REF. ORIGINAL	511-SD									
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.		LONG:1,0m.					
COMP. CRITICARE (CSI)	REFERENCIAS	J-012DA	J-012DI	Y-012DN			T-012DA	DB-9 (6 PIN MACHO)	RCP-002	LEMO (5 PIN MACHO)	
CRITICARE (DIRECTO)	501, 503, 504, 507, 508, 581, 1100 POET, PONI, SCHOLAR								NO ES NECESARIO CONEX. DIRECTA		
	REF. ORIGINAL	511-10L									
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.		LONG:1,0m.					
COMP. CRITICARE (CSI)	REFERENCIAS	J-007DA	J-007DI	Y-007DN			T-007DA	LEMO (5 PIN MACHO)		LEMO (5 PIN MACHO)	
DATASCOPE (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	EXPERT, PASSPORT										
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS							
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.				
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90720 /90721	DB-9 (7 PIN MACHO)	
DATASCOPE (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	ACCUTOR PLUS, TRIO										
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS							
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.				
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90737	AMP 14 PIN	
DATASCOPE (CABLE INTERMEDIO)	ANTIGUA GENERACION ACCUSAT, ACCUTORR 3/4 ACCUTOR PLUS, PASSPORT										
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE										
COMPAT. NOVAMETRIX	REFERENCIAS								90763	DIN (8 PIN MACHO)	


CABLES DE PULSIOXIMETRIA



MARCA	MODELOS	PINZA ADULTO	PINZA PEDIATRIA	MULTISITIO	SENSOR DE OREJA	BLANDO ADULTO	BLANDO PEDIATRIA	CONECTOR CABLE	CABLE INTERMEDIO	CONECTOR AL EQUIPO	
DATASCOPE (DIRECTO)	ANTIGUA GENERACION ACCUSAT, ACCUTORR 3/4 ACCUTOR PLUS, PASSPORT								NO ES NECESARIO CONEX. DIRECTA		
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE	LONG:3,2m.	LONG:3,2m.	LONG:3,2m.		LONG:3,2m.					
COMPAT. NOVAMETRIX	REFERENCIAS	J-029CA	J-029CI	Y-029CN				DIN (8 PIN MACHO)		DIN (8 PIN MACHO)	
DATASCOPE (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	ACCUTOR PLUS, SPECTRUM, TRIO, PASSPORT 2, RADICAL PASSPORT 2 LT, XG										
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE										
CONECTOR LNCS	MASIMO	REFERENCIAS						DB-9 (LNCS)	90785 / 90777	3M MASIMO	
DIGICARE (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	DIGIMAX 5500 3401										
	REF. ORIGINAL	BCI 3044									
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:1,2m.				
COMPATIBLE BCI	REFERENCIAS	J-003DA	J-003DI	Y-003DN	96550ME	T-003DA	95550MS	DB-9 (9 PIN)	90742	DB-9 (9 PIN MACHO)	
DIGICARE (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	DIGIOX 920, PO 930 OXITRACE, DIGIMAX										
	REF. ORIGINAL	BCI 3044									
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:1,2m.				
COMPATIBLE BCI	REFERENCIAS	J-003DA	J-003DI	Y-003DN	96550ME	T-003DA	95550MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90736	REDEL (7 PIN MACHO)	
DIGICARE (DIRECTO)	DIGIOX 920, PO 930 OXITRACE, DIGIMAX								NO ES NECESARIO CONEX. DIRECTA		
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE	LONG:3,2m.	LONG:3,2m.	LONG:3,2m.		LONG:3,2m.					
COMPATIBLE BCI	REFERENCIAS	J-003CA	J-003CI	Y-003CN				REDEL (7 PIN MACHO)		REDEL (7 PIN MACHO)	

CABLES DE PULSIOXIMETRIA


45



MARCA	MODELOS	PINZA ADULTO	PINZA PEDIATRIA	MULTISITIO	SENSOR DE OREJA	BLANDO ADULTO	BLANDO PEDIATRIA	CONECTOR CABLE	CABLE INTERMEDIO	CONECTOR AL EQUIPO	
DRAGUER (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	OXIPAC 2000, 2500										
	REF. ORIGINAL	BCI 3044									
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:1,2m.				
COMPATIBLE BCI	REFERENCIAS	J-003DA	J-003DI	Y-003DN	96550ME	T-003DA	95550MS	REDEL (7 PIN MACHO)	RCP-007	REDEL (7 PIN MACHO)	
DRAGUER (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	VITALERT 1000, CICERO NARKOMED, VITARA PM 8014, 8060										
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS							
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.				
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	RCP-015	LEMO (8 PIN MACHO)	
DRAGUER (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	NARKOMED, OXISAT 2										
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS							
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.				
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	RCP-032	LEMO (12 PIN MACHO)	
ELMED (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	PSO 1000										
	REF. ORIGINAL	BCI 3044									
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:1,2m.				
COMPATIBLE BCI	REFERENCIAS	J-003DA	J-003DI	Y-003DN	96550ME	T-003DA	95550MS	DB-9 (9 PIN)	90742	DB-9 (9 PIN MACHO)	
FUKUDA DENSHI (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	HG 302 MODULE, DS5100E DS5300W										
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS							
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.				
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90720 /90721	DB-9 (7 PIN MACHO)	

CABLES DE PULSIOXIMETRIA


46



MARCA	MODELOS	PINZA ADULTO	PINZA PEDIATRIA	MULTISITIO	SENSOR DE OREJA	BLANDO ADULTO	BLANDO PEDIATRIA	CONECTOR CABLE	CABLE INTERMEDIO	CONECTOR AL EQUIPO		
FUKUDA DENSHI (CABLE INTERMEDIO)	DS 7100, DS 7300											
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS								DOC 10
	LONGITUD CABLE	LONG:0,9m.		LONG:0,9m.								LONG:2,0m.
NELLCOR OXIMAX	REFERENCIAS	DS-100X		D-YS				DB-9 (9 PIN MACHO)	RCP-006	AMP 14 PIN		
FUKUDA DENSHI (CABLE INTERMEDIO)	DS 7300											
	REF. ORIGINAL											
	LONGITUD CABLE											LONG:1,2 / 2,5m.
MASIMO	REFERENCIAS							DB-9 (LNCS)	90785 / 90777	3M MASIMO		
GAMBRO (DIRECTO)	ESO								NO ES NECESARIO CONEX. DIRECTA			
	REF. ORIGINAL	511-10L										
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.		LONG:1,0m.						
COMP. CRITICARE (CSI)	REFERENCIAS	J-007DA	J-007DI	Y-007DN		T-007DA		LEMO (5 PIN MACHO)		LEMO (5 PIN MACHO)		
GAMBRO (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	BP 806											
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS								
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.					
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90720 /90721	DB-9 (7 PIN MACHO)		
GE COROMETRICS (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	188, 129, 129F, 128F											
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS								
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.					
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90720 /90721	DB-9 (7 PIN MACHO)		


CABLES DE PULSIOXIMETRIA

47



MARCA	MODELOS	PINZA ADULTO	PINZA PEDIATRIA	MULTISITIO	SENSOR DE OREJA	BLANDO ADULTO	BLANDO PEDIATRIA	CONECTOR CABLE	CABLE INTERMEDIO	CONECTOR AL EQUIPO	
		GE COROMETRICS (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	118-120-510-511								
REF. ORIGINAL	DS-100A			D-YS							
LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.		LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:2,2m.			
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	HIPERTRONIC (8 PIN MACHO)	90735	HIPERTRONIC (8 PIN MACHO)	
GE COROMETRICS (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	128, 129										
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS							
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.				
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	RECTANG. (11 PIN MACHO)	RCP-009	RECTANGULAR (11 PIN MACHO)	
GE COROMETRICS (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	511										
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS							
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.				
COMPATIBLE OHMEDA	REFERENCIAS	J-006CA	J-006CI	Y-006CN		T-06CDA		HIPERTRONIC (8 PIN MACHO)	90738	HIPERTRONIC (8 PIN MACHO)	
GE COROMETRICS (CABLE INTERMEDIO)	2120IS - 120										
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE										
CONECTOR LNCS	MASIMO							DB-9 (LNCS)	90785 / 90777	3M MASIMO	
GE CRITIKON (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	DINAMAP 9700/9710/9720PLUS PRO 300 / 400, SELECT / COMPACT / MPS										
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS							
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.				
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90720 / 90721	DB-9 (7 PIN MACHO)	


CABLES DE PULSIOXIMETRIA



MARCA	MODELOS	PINZA ADULTO	PINZA PEDIATRIA	MULTISITIO	SENSOR DE OREJA	BLANDO ADULTO	BLANDO PEDIATRIA	CONECTOR CABLE	CABLE INTERMEDIO	CONECTOR AL EQUIPO		
GE CRITIKON (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	PRO 300 / 400, 1000											
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS								SCP 10
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.					LONG:3,0m.
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90737	AMP 14 PIN		
GE CRITIKON (CABLE INTERMEDIO)	PRO 300 / 400, 1000											
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS								DOC 10
	LONGITUD CABLE	LONG:0,9m.		LONG:0,9m.								LONG:2,0m.
NELLCOR OXIMAX	REFERENCIAS	DS-100X		D-YS				DB-9 (9 PIN MACHO)	RCP-006	AMP 14 PIN		
GE CRITIKON (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	DINAMAP 8700 / 8710 / 8720 / PLUS OXYSHUTTLE 1 Y 2											
	REF. ORIGINAL	9084										8731
	LONGITUD CABLE	LONG:0,9m.	LONG:0,9m.	LONG:0,9m.		LONG:0,9m.	LONG:0,9m.					LONG:3,0m.
COMPAT. SENSORMEDICS	REFERENCIAS	90150ME	95150ME	91150ME		90150MS		COMPUSHIELD	90180	LEMO (7 PIN MACHO)		
GE CRITIKON (DIRECTO)	DINAMAP 8700 / 8710 / 8720 / PLUS OXYSHUTTLE 1 Y 2								NO ES NECESARIO (CONEX. DIRECTA)			
	REF. ORIGINAL											
	LONGITUD CABLE	LONG:3,2m.	LONG:3,2m.	LONG:3,2m.		LONG:3,2m.						
COMPAT. SENSORMEDICS	REFERENCIAS	J-022CA	J-022CI	Y-022CN		T-022CA		LEMO (7 PIN MACHO)		LEMO (7 PIN MACHO)		
GE CRITIKON (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	DINAMAP 8700 / 8710 / 8720 / PLUS OXYSHUTTLE 1 Y 2											
	REF. ORIGINAL	9084										9025
	LONGITUD CABLE	LONG:0,9m.	LONG:0,9m.	LONG:0,9m.		LONG:0,9m.						LONG:3,0m.
COMPAT. SENSORMEDICS	REFERENCIAS	90150ME	95150ME	91150ME		90150MS		COMPUSHIELD	90182	OXISHUTTLE		

CABLES DE PULSIOXIMETRIA

49



MARCA	MODELOS	PINZA	PINZA	MULTISITIO	SENSOR DE	BLANDO	BLANDO	CONECTOR CABLE	CABLE INTERMEDIO	CONECTOR AL EQUIPO	
		ADULTO	PEDIATRIA		OREJA	ADULTO	PEDIATRIA			NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE
GE CRITIKON (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	DINAMAP OXITRAK 8220, 1846SX										
	REF. ORIGINAL	8997		8994 / 8995							
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.		LONG:1,0m.					
COMPAT. SENSORMEDICS	REFERENCIAS	J-021DA	J-021DI	Y-021DN			T-021DA	DB-9 (9 PIN MACHO)			

GE DATEX-OHMEDA (CON CABLE INTERMEDIO)	AS/3-5, CS3, CH/S, CH/RS CARDIOCAP-CAPNOMAC OSCAR, SATLITE										
	REF. ORIGINAL	OXI-F-DB			SAS-E-03				OXY-C1 / OXY-C3		
	LONGITUD CABLE	LONG:0,9m.	LONG:0,9m.	LONG:0,9m.	LONG:0,9m.	LONG:0,9m.	LONG:0,9m.		LONG:3,0/1,0m.		
COMPATIBLE DATEX	REFERENCIAS	90301ME	95301ME	91301ME	96301ME	90301MS	95301MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90184 / 90185	DPK-1 (10 PIN HEMBRA)	


GE DATEX-OHMEDA (DIRECTO)	AS/3-5, CS3, CH/S, CH/RS CARDIOCAP-CAPNOMAC OSCAR, SATLITE								NO ES NECESARIO (CONEX. DIRECTA)		
	REF. ORIGINAL	OXY-F4-H		60510000115							
	LONGITUD CABLE	LONG:3,6m.	LONG:3,6m.	LONG:3,6m.		LONG:3,0m.	LONG:3,0m.				
COMPATIBLE DATEX	REFERENCIAS	J-014CA	J-014CI	Y-014CN			T-014CA	95300MS		DPK-1 (10 PIN HEMBRA)	

GE DATEX-OHMEDA (CON CABLE INTERMEDIO)	3700-3710-3770-3775 BIOX 3740-3760-3800-3900 4700-5250RGM-M-OSAT										
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE	LONG:0,9m.					LONG:0,9m.			LONG:2,2m.	
COMPATIBLE OHMEDA	REFERENCIAS	90412ME					90412MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90738	HIPERTRONIC (7 PIN MACHO)	

GE DATEX-OHMEDA (DIRECTO)	3700-3710-3770-3775 BIOX 3740-3760-3800-3900 4700-5250RGM-M-OSAT								NO ES NECESARIO CONEX. DIRECTA		
	REF. ORIGINAL	OXI-F4-H		6051.000.115							
	LONGITUD CABLE	LONG:0,9m.	LONG:3,6m.	LONG:3,6m.	LONG:3,6m.	LONG:3,0m.	LONG:3,0m.				
COMPATIBLE OHMEDA	REFERENCIAS	J-005CA	J-005CI	Y-005CN	96411ME	T-005CA	95411MS	HIPERTRONIC (7 PIN MACHO)		HIPERTRONIC (7 PIN MACHO)	

CABLES DE PULSIOXIMETRIA


50



MARCA	MODELOS	PINZA ADULTO	PINZA PEDIATRIA	MULTISITIO	SENSOR DE OREJA	BLANDO ADULTO	BLANDO PEDIATRIA	CONECTOR CABLE	CABLE INTERMEDIO	CONECTOR AL EQUIPO	
GE DATEX-OHMEDA (DIRECTO)	TUFFSAT-3775								NO ES NECESARIO CONEX. DIRECTA		
	REF. ORIGINAL	OXI-F1-H									
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.				LONG:1,0m.					
COMPATIBLE OHMEDA	REFERENCIAS	90413ME				97413MS		HIPERTRONIC (7 PIN MACHO)		HIPERTRONIC (7 PIN MACHO)	
GE HELLIGE (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	EAGLE, 1000, 3000 SMU-SMK-SMV										NO DISPONIBLE
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS							
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.		LONG:3,0m.		
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90731	8 PIN MACHO	
GE HELLIGE (CON CABLE INTERMEDIO)	SMU-SMK-SMV										
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE	LONG:0,9m.				LONG:0,9m.			LONG:2,2m.		
COMPATIBLE OHMEDA	REFERENCIAS	90412ME				90412MS		DB-9 (9 PIN MACHO)	90738	HIPERTRONIC (7 PIN MACHO)	
GE HELLIGE (DIRECTO)	SMU-SMK-SMV								NO ES NECESARIO CONEX. DIRECTA		
	REF. ORIGINAL	701 153 18		701 153 05							
	LONGITUD CABLE	LONG:0,9m.	LONG:3,6m.	LONG:3,6m.	LONG:3,6m.	LONG:3,0m.	LONG:3,0m.				
COMPATIBLE OHMEDA	REFERENCIAS	J-005CA	J-005CI	Y-005CN	96411ME	T-005CA	95411MS	HIPERTRONIC (7 PIN MACHO)		HIPERTRONIC (7 PIN MACHO)	
GE MARQUETE (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	EAGLE-DASH-SOLAR MODULE TRAM 250SL 450SL-650SL-850A-850SL										
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS					223 394 01		
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.		LONG:2,4m.		
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	RECTANG. (11 PIN MACHO)	RCP-009	RECTANGULAR (11 PIN MACHO)	

CABLES DE PULSIOXIMETRIA


51



MARCA	MODELOS	PINZA ADULTO	PINZA PEDIATRIA	MULTISITIO	SENSOR DE OREJA	BLANDO ADULTO	BLANDO PEDIATRIA	CONECTOR CABLE	CABLE INTERMEDIO	CONECTOR AL EQUIPO	
GE MARQUETE (CON CABLE INTERMEDIO)	7000 SERIES, TRAM A, R, TRAM MODULAR X00 SERIES										
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE	LONG:0,9m.				LONG:0,9m.					
COMPATIBLE OHMEDA	REFERENCIAS	90412ME					90412MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90738	HIPERTRONIC (7 PIN MACHO)	
GE MARQUETE (DIRECTO)	7000 SERIES, TRAM A, R, TRAM MODULAR X00 SERIES								NO ES NECESARIO CONEX. DIRECTA		
	REF. ORIGINAL	701 153 18		701 153 05							
	LONGITUD CABLE	LONG:0,9m.	LONG:3,6m.	LONG:3,6m.	LONG:3,6m.	LONG:3,0m.	LONG:3,0m.				
COMPATIBLE OHMEDA	REFERENCIAS	J-005CA	J-005CI	Y-005CN	96411ME	T-005CA	95411MS	HIPERTRONIC (7 PIN MACHO)		HIPERTRONIC (7 PIN MACHO)	
GE MARQUETTE (CABLE INTERMEDIO)	DASH 3000-4000, SOLAR Y MODULE TRAM 451M-851M										
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE										
CONECTOR LNCS	REFERENCIAS							DB-9 (LNCS)	90776	RECTANGULAR (11 PIN MACHO)	
MASIMO											
GE MARQUETTE (CABLE INTERMEDIO)	DASH 3000-4000, SOLAR Y MODULE TRAM 451M-851M										
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE										
CONECTOR LNOP	REFERENCIAS							LNOP	90759	RECTANGULAR (11 PIN MACHO)	
MASIMO											
GETEMED (CABLE INTERMEDIO)	VITALGUARD 310-31000										
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE										
CONECTOR LNCS	REFERENCIAS							DB-9 (LNCS)	90785 / 90777	3M MASIMO	
MASIMO											

CABLES DE PULSIOXIMETRIA


52



MARCA	MODELOS	PINZA ADULTO	PINZA PEDIATRIA	MULTISITIO	SENSOR DE OREJA	BLANDO ADULTO	BLANDO PEDIATRIA	CONECTOR CABLE	CABLE INTERMEDIO	CONECTOR AL EQUIPO	
HME (CON CABLE INTERMEDIO)	LIFEPULSE 400										NO DISPONIBLE
	REF. ORIGINAL	8000AA1									
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.		LONG:1,0m.	LONG:1,2m.		LONG:3,3m.		
COMPATIBLE NONIN	REFERENCIAS	J-020DA	J-020DI	Y-020DN		T-020DA	95155MS	DB-7 (7 PIN MACHO)	90787	DB-7 (7 PIN MACHO)	
INNOMED (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	OXYCARD, IMNOCARE-T										
	REF. ORIGINAL	8000AA1									
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.		LONG:1,0m.	LONG:1,2m.		LONG:1,2 / 2,4m.		
COMPATIBLE NONIN	REFERENCIAS	J-020DA	J-020DI	Y-020DN		T-020DA	95155MS	DB-7 (7 PIN MACHO)	90764 / 90765	DB-7 (7 PIN MACHO)	
INNOMED (DIRECTO)	OXYCARD, IMNOCARE-T 9002-9303-9302S								NO ES NECESARIO CONEX. DIRECTA		
	REF. ORIGINAL	8000AA1									
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.		LONG:1,0m.	LONG:1,2m.				
COMPATIBLE NONIN	REFERENCIAS	J-038CA	J-038CI	Y-038CN		T-038CA		DB-7 (7 PIN MACHO)		DB-7 (7 PIN MACHO)	
INVACARE (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	TODOS LOS MODELOS										
	REF. ORIGINAL	BCI 3044									
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:1,2m.		LONG:1,2m.		
COMPATIBLE BCI	REFERENCIAS	J-003DA	J-003DI	Y-003DN	96550ME	T-003DA	95550MS	DB-9 (9 PIN)	90742	DB-9 (9 PIN MACHO)	
IVY MEDICAL (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	405P-405T PRO 300 / 400, SELECT / COMPACT / MPS										
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS					EC4 / EC8		
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.		LONG:1,2 / 2,4m.		
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90720 / 90721	DB-9 (7 PIN MACHO)	

CABLES DE PULSIOXIMETRIA


53



MARCA	MODELOS	PINZA ADULTO	PINZA PEDIATRIA	MULTISITIO	SENSOR DE OREJA	BLANDO ADULTO	BLANDO PEDIATRIA	CONECTOR CABLE	CABLE INTERMEDIO	CONECTOR AL EQUIPO	
IVY MEDICAL (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	SAT-GUARD IVY2000, 405T-405CM										
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE										
CONECTOR LNCS									LONG:1,2 / 2,5m.		
MASIMO	REFERENCIAS							DB-9 (LNCS)	90785 / 90777	3M MASIMO	
KONTRON FUKUDA (DIRECTO)	7840-7845-MINIMON-7137 MICROMON-SUPERMON KOLORMON-TRAKMON								NO ES NECESARIO CONEX. DIRECTA		
	REF. ORIGINAL	BL-033057									
	LONGITUD CABLE	LONG:3,7m.	LONG:3,6m.	LONG:3,6m.		LONG:3,0m.					
COMPATIBLE KONTRON	REFERENCIAS	90450ME	95450ME	91450ME			90450MS	NIKOLAY (6 PIN MACHO)		NIKOLAY (6 PIN MACHO)	
KONTRON FUKUDA (CABLE INTERMEDIO)	7150-7850-IVY 2000										
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE										
CONECTOR LNCS									LONG:2,5m.		
MASIMO	REFERENCIAS							DB-9 (LNCS)	90779	NICOLAY 12 PIN MACHO	
KONTRON FUKUDA (CABLE INTERMEDIO)	7150-7850-IVY 2000										
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE										
CONECTOR LNOP									03128.0		
MASIMO	REFERENCIAS							LNOP	90758	NICOLAY 12 PIN MACHO	
LARSEN TOUBRO (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	EXPLORER/MONARCH										NO DISPONIBLE
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS							
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.				
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90753	REDEL	

CABLES DE PULSIOXIMETRIA


54



MARCA	MODELOS	PINZA ADULTO	PINZA PEDIATRIA	MULTISITIO	SENSOR DE OREJA	BLANDO ADULTO	BLANDO PEDIATRIA	CONECTOR CABLE	CABLE INTERMEDIO	CONECTOR AL EQUIPO	
MASIMO (CABLE INTERMEDIO)	RAD5-RAD8-RAD9-RD9 RADICAL										
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE										
CONECTOR LNCS									LONG:1,2 / 2,5m.		
MASIMO	REFERENCIAS							DB-9 (LNCS)	90785 / 90777	3M MASIMO	
MDE (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	ESCORT II, OPT30, PRISM, 20300,20401-00										
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS							
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.				
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	B400-1011PA LONG:3,0m.	LEMO (12 PIN MACHO)	
MDE / INVIVO (DIRECTO)	4500.13								NO ES NECESARIO CONEX. DIRECTA		
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS							
	LONGITUD CABLE	LONG:3,0m.	LONG:3,0m.	LONG:3,0m.		LONG:3,0m.					
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	90350ME	95350ME	91350ME		90350MS		LEMO (6 PIN)		LEMO (6 PIN)	
MDE / INVIVO (CABLE INTERMEDIO)	MILLENIA ESCORT M10TM-M12TM-M8TM										
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE										
CONECTOR LNCS									LONG:1,2 / 2,5m.		
MASIMO	REFERENCIAS							DB-9 (LNCS)	90785 / 90777	3M MASIMO	
MEDLAB (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	POX 10										
	REF. ORIGINAL	BCI 3044									
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:1,2m.				
COMPATIBLE BCI	REFERENCIAS	J-003DA	J-003DI	Y-003DN	96550ME	T-003DA	95550MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90736	REDEL (7 PIN MACHO)	

CABLES DE PULSIOXIMETRIA


55



MARCA	MODELOS	PINZA ADULTO	PINZA PEDIATRIA	MULTISITIO	SENSOR DE OREJA	BLANDO ADULTO	BLANDO PEDIATRIA	CONECTOR CABLE	CABLE INTERMEDIO	CONECTOR AL EQUIPO	
MEDLAB (DIRECTO)	POX 10								NO ES NECESARIO CONEX. DIRECTA		
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE	LONG:3,2m.	LONG:3,2m.	LONG:3,2m.		LONG:3,2m.					
COMPATIBLE BCI	REFERENCIAS	J-003CA	J-003CI	Y-003CN		T-003CA		REDEL (7 PIN MACHO)		REDEL (7 PIN MACHO)	
MEDLAB (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	NANOX 2										
	REF. ORIGINAL	BCI 3044									
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:1,2m.				
COMPATIBLE BCI	REFERENCIAS	J-003DA	J-003DI	Y-003DN	96550ME	T-003DA	95550MS	DB-9 (9 PIN)	90742	DB-9 (9 PIN MACHO)	
MENEM (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	HORIZON 1100, 2000 XL MERCURY										
	REF. ORIGINAL	800-060-630		D-YS							
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.				
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	B400-1011PA 90727	LEMO (12 PIN MACHO)	
MENEM (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	ENVOY										NO DISPONIBLE
	REF. ORIGINAL	800-060-630		D-YS							
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.				
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90729	DPK1	

CABLES DE PULSIOXIMETRIA


56



MARCA	MODELOS	PINZA ADULTO	PINZA PEDIATRIA	MULTISITIO	SENSOR DE OREJA	BLANDO ADULTO	BLANDO PEDIATRIA	CONECTOR CABLE	CABLE INTERMEDIO	CONECTOR AL EQUIPO	
MENEM (DIRECTO)	3700-3710-3770-3775 B1OX 3740-3760-3800-3900 4700-5250RGM-M-OSAT								NO ES NECESARIO CONEX. DIRECTA		
	REF. ORIGINAL	800-060-540									
	LONGITUD CABLE	LONG:0,9m.	LONG:3,6m.	LONG:3,6m.	LONG:3,6m.	LONG:3,0m.	LONG:3,0m.				
COMPATIBLE OHMEDA	REFERENCIAS	J-005CA	J-005CI	Y-005CN	96411ME	T-005CA	95411MS	HIPERTRONIC (7 PIN MACHO)		HIPERTRONIC (7 PIN MACHO)	
MINDRAY (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	PM 6000										NO DISPONIBLE
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS							
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.				
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90740	DPK-1	
MINDRAY (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	PM 600-PM 1000 PM 7000-8000-9000 VS 800										
	REF. ORIGINAL	0010-20-42595									
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.				
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90774	LEMO (6 PIN MACHO)	
MINDRAY (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	PM 600-PM 800-PM 1000 PM 7000-8000-9000 VS 800										
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.			LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.				
COMPATIBLE MINDRAY	REFERENCIAS	90480ME			96480ME	90480MS	95480MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90773	LEMO (6 PIN MACHO)	
MINDRAY (CABLE INTERMEDIO)	PM 7000-8000-9000 VS 800										
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE										
CONECTOR LNCS MASIMO	REFERENCIAS							DB-9 (LNCS)	90780	LEMO (6 PIN MACHO)	

CABLES DE PULSIOXIMETRIA


57



MARCA	MODELOS	PINZA ADULTO	PINZA PEDIATRIA	MULTISITIO	SENSOR DE OREJA	BLANDO ADULTO	BLANDO PEDIATRIA	CONECTOR CABLE	CABLE INTERMEDIO	CONECTOR AL EQUIPO	
MINDRAY (CABLE INTERMEDIO)	PM 7000-8000-9000 VS 800										
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE										
CONECTOR LNOP											
MASIMO	REFERENCIAS							LNOP	90769	LEMO (6 PIN MACHO)	
NELLCOR-YYCO (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	NPB 40-20E-PE-PA-75-180 NPB 185-190-195-3900-4000										
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS							
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.				
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90720 /90721	DB-9 (7 PIN MACHO)	
NELLCOR-YYCO (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	NPB-200										
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS							
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.				
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90727	LEMO (12 PIN MACHO)	
NELLCOR-YYCO (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	NPB-290-295-395 N-3000-3100-SYMPHONY										
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS							
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.				
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90737	AMP (14 PIN)	
NELLCOR-YYCO (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	NPB 550-595-5500 NPB 751 N 600										
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS							
	LONGITUD CABLE	LONG:0,9m.		LONG:0,9m.							
PARA USO CON SENSORES ORIGINALES OXIMAX											
NELLCOR OXIMAX	REFERENCIAS	DS-100X		D-YS				DB-9 (9 PIN MACHO)	RCP-006	AMP 14 PIN	

CABLES DE PULSIOXIMETRIA


58



MARCA	MODELOS	PINZA ADULTO	PINZA PEDIATRIA	MULTISITIO	SENSOR DE OREJA	BLANDO ADULTO	BLANDO PEDIATRIA	CONECTOR CABLE	CABLE INTERMEDIO	CONECTOR AL EQUIPO	
NIHON KOHDEN (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	AL-900P MODULE-BSM-1102 9510,OSG-2000										
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS							EC4 / EC8
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.				LONG:1,2 / 2,4m.
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90720 /90721	DB-9 (7 PIN MACHO)	
NELLCOR-YYCO (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	BSM 4104A, 4114A										
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS							SCP-10
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.				LONG:3,0m.
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90737	AMP (14 PIN)	
NIHON KOHDEN (CON CABLE INTERMEDIO)	LIFESCOPE S/M/P/A/L/I BSS 9800 / BSM 9510-4100 BSM 5100-2350-2300										
	REF. ORIGINAL	TL 201T									JL-900P
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.		LONG:1,0m.	LONG:0,9m.				LONG:2,5m.
COMPATIBLE N.KOHDEN	REFERENCIAS	J-027DA	J-027DI	Y-027DN		T-027DA	95655MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90775	14 PIN MACHO	
NIHON KOHDEN (DIRECTO)	LIFESCOPE Ant. Gen. BSM-1101/2101/2 3101-7100-7200-OLV								NO ES NECESARIO CONEX. DIRECTA		
	REF. ORIGINAL	TL 101S									
	LONGITUD CABLE	LONG:3,8m.	LONG:3,6m.	LONG:3,6m.							
COMPATIBLE N.KOHDEN	REFERENCIAS	J-026CA	J-026CI	Y-026CN		T-026CA		DPK (10 PIN)		DPK (10 PIN)	
NIHON KOHDEN (CABLE INTERMEDIO) USO CON SENSORES DESECHABLES NIHON KOHDEN	LIFESCOPE Ant. Gen. BSM-1101/2101/2 3101-7100-7200-OLV										
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE										LONG:2,4m.
COMPATIBLE N.KOHDEN	REFERENCIAS							DPK (10 PIN)	90750	DPK (10 PIN)	

CABLES DE PULSIOXIMETRIA


59



MARCA	MODELOS	PINZA ADULTO	PINZA PEDIATRIA	MULTISITIO	SENSOR DE OREJA	BLANDO ADULTO	BLANDO PEDIATRIA	CONECTOR CABLE	CABLE INTERMEDIO	CONECTOR AL EQUIPO	
NONIN (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	8500, 8600, 8700, 8800										
	REF. ORIGINAL	8000AA1									
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.		LONG:1,0m.	LONG:1,2m.				
COMPATIBLE NONIN	REFERENCIAS	J-020DA	J-020DI	Y-020DN		T-020DA	95155MS	DB-7 (7 PIN MACHO)	90764 / 90765	DB-7 (7 PIN MACHO)	
NONIN (DIRECTO)	8500, 8600, 8700, 8800								NO ES NECESARIO CONEX. DIRECTA		
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.		LONG:1,0m.	LONG:1,2m.				
COMPATIBLE NONIN	REFERENCIAS	J-038CA	J-038CI	Y-038CN		T-038CA		DB-7 (7 PIN MACHO)		DB-7 (7 PIN MACHO)	
NONIN (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	8500, 8600, 8700, 8800										
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.		LONG:1,0m.	LONG:1,2m.				
COMPATIBLE NONIN	REFERENCIAS	J-020DA	J-020DI	Y-020DN		T-020DA	95155MS	LEMO (5 PIN MACHO)	RCP-019	LEMO (5 PIN MACHO)	
NOVAMETRIX (CON CABLE INTERMEDIO)	9101-OX										
	REF. ORIGINAL	OXI-F4-H									
	LONGITUD CABLE	LONG:0,9m.	LONG:0,9m.								
COMPAT. NOVAMETRIX	REFERENCIAS	90510ME	95510ME					DB-7 (7 PIN MACHO)	90748	HIPERTRONIC (7 PIN MACHO)	
NOVAMETRIX (DIRECTO)	510, 511, 505, 515B/C, 520 7200,7100, OXYPLETH								NO ES NECESARIO CONEX. DIRECTA		
	REF. ORIGINAL	OXI-F4-H		60510000115							
	LONGITUD CABLE	LONG:3,2m.	LONG:3,2m.	LONG:3,2m.		LONG:3,2m.					
COMPAT. NOVAMETRIX	REFERENCIAS	J-009CA	J-009CI	Y-009CN		T-009CA		HIPERTRONIC (7 PIN MACHO)		HIPERTRONIC (7 PIN MACHO)	

CABLES DE PULSIOXIMETRIA


60



MARCA	MODELOS	PINZA ADULTO	PINZA PEDIATRIA	MULTISITIO	SENSOR DE OREJA	BLANDO ADULTO	BLANDO PEDIATRIA	CONECTOR CABLE	CABLE INTERMEDIO	CONECTOR AL EQUIPO	
ODAM (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	40, 443, 444								NO DISPONIBLE		
	REF. ORIGINAL	BCI 3044									
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:1,2m.				
COMPATIBLE BCI	REFERENCIAS	J-003DA	J-003DI	Y-003DN	96550ME	T-003DA	95550MS	DB-9 (9 PIN MACHO)		ODAM (12 PIN)	
PACETECH (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	520										
	REF. ORIGINAL	4510									
	LONGITUD CABLE	LONG:3,6m.	LONG:3,6m.	LONG:3,6m.		LONG:3,6m.					
	REFERENCIAS	J-015CA	J-015CI	Y-015CN		T-015CA		S (5 PIN)	P/ SENSORES U.S.U. 90743 LONG:1,2m.	S(5 PIN)	
PACETECH (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	VITALMAX 800										
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS							
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.				
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	RCP-025	S(5 PIN)	
PALCO (DIRECTO)	TODOS								NO ES NECESARIO CONEX. DIRECTA		
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE	LONG:3,6m.									
XOMPATIBLE PALCO	REFERENCIAS	J-041CA	J-041CI	Y-041CN		T-041CA		COMPUSHIELD		COMPU-SHIELD (TELEFONICO)	
PHILIPS-AGILENT H.PACKARD (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	78352C-78354C-78834C M1020A-M1025B-M1025A M1350B-M1772A/B M1732A/B-M2475B										
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS							
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.				
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	M 1900B 90740 LONG:2,0m.	DPK-1 (12 PIN)	

CABLES DE PULSIOXIMETRIA


61



MARCA	MODELOS	PINZA ADULTO	PINZA PEDIATRIA	MULTISITIO	SENSOR DE OREJA	BLANDO ADULTO	BLANDO PEDIATRIA	CONECTOR CABLE	CABLE INTERMEDIO	CONECTOR AL EQUIPO	
PHILIPS-AGILENT H.PACKARD (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	A1-A3									 	
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS							EC4 / EC8
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.				LONG:1,2 / 2,4m.
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90720 /90721	DB-9 (7 PIN MACHO)	
PHILIPS-AGILENT H.PACKARD (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	C1-C3-M3-M4-VIRIDIA MP20-30-40-50-60-70-90 VM4-VM6-VM8									 	
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS							M 1943A
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.				LONG:2,0m.
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90744	D-SHAPED (8 PIN MACHO)	
PHILIPS-AGILENT H.PACKARD (CABLE INTERMEDIO)	MERLIN V24									 	
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE										LONG:2,5m.
CONECTOR LNCS	REFERENCIAS							DB-9 (LNCS)	90781	LEMO (6 PIN MACHO)	
MASIMO											
PHILIPS-AGILENT H.PACKARD (CABLE INTERMEDIO)	MP20-30-40-50-60-70-90 VM4-VM6-VM8									 	
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE										LONG:2,5m.
CONECTOR LNOP	REFERENCIAS							LNOP	90784	D-SHAPE (8 PIN MACHO)	
MASIMO											
PHILIPS-AGILENT H.PACKARD (DIRECTO)	78352C-78354C-78834C M1020A-M1025B-M1025A M1350B-M1772A/B M1732A/B-M2475B								NO ES NECESARIO CONEX. DIRECTA	 	
	REF. ORIGINAL					M 1190A					
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.		LONG:1,0m.					
COMPATIBLE HP	REFERENCIAS	J-004CA	J-004CI	Y-004CN		T-004CA		DPK-1 (12 PIN)		DPK-1 (12 PIN)	


CABLES DE PULSIOXIMETRIA

62



MARCA	MODELOS	PINZA ADULTO	PINZA PEDIATRIA	MULTISITIO	SENSOR DE OREJA	BLANDO ADULTO	BLANDO PEDIATRIA	CONECTOR CABLE	CABLE INTERMEDIO	CONECTOR AL EQUIPO	
PHILIPS-AGILENT H.PACKARD (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	C1-C3-M3-M4-VIRIDIA MP20-30-40-50-60-70-90 VM4-VM6-VM8										
	REF. ORIGINAL						M 1941A				
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.		LONG:1,0m.	LONG:2,0m.				
COMPATIBLE HP	REFERENCIAS	J-017DA	J-017DI	Y-017DN			T-017DA	D-SHAPE (8 PIN HEMBRA)	90766	D-SHAPE (8 PIN MACHO)	
PHILIPS-AGILENT H.PACKARD (DIRECTO)	C1-C3-M3-M4-VIRIDIA MP20-30-40-50-60-70-90 VM4-VM6-VM8								NO ES NECESARIO CONEX. DIRECTA		
	REF. ORIGINAL			M1193A	M 1194A	M 1191A	M 1192A				
	LONGITUD CABLE	LONG:2,4m.	LONG:2,4m.	LONG:2,4m.	LONG:3,0m.	LONG:2,4m.	LONG:3,0m.				
COMPATIBLE HP	REFERENCIAS	J-017CA	J-017CI	Y-017CN	96380ME	T-017CA	95380MS	DB-9 (9 PIN MACHO)		D-SHAPED (8 PIN MACHO)	
PHILIPS-AGILENT H.PACKARD (DIRECTO)	78352C-78354C-78834C M1020A-M1025B-M1025A M1350B-M1772A/B M1732A/B-M2475B										
	REF. ORIGINAL					M 1190A					
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.		LONG:1,0m.					
COMPATIBLE HP	REFERENCIAS	J-017DA	J-017DI	Y-017DN			T-017DA	D-SHAPE (8 PIN HEMBRA)	90762	DPK-1 (12 PIN)	
PHYSIOCONTROL MEDTRONIC (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	LIFEPAK 12										
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS							
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.				
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90720 /90721	DB-9 (7 PIN MACHO)	
PHYSIOCONTROL MEDTRONIC (CABLE INTERMEDIO)	LIFEPAK 12 LIFEPAK 20										
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE										
CONECTOR LNCS MASIMO	REFERENCIAS							DB-9 (LNCS)	90785 / 90777	3M MASIMO	


CABLES DE PULSIOXIMETRIA



MARCA	MODELOS	PINZA ADULTO	PINZA PEDIATRIA	MULTISITIO	SENSOR DE OREJA	BLANDO ADULTO	BLANDO PEDIATRIA	CONECTOR CABLE	CABLE INTERMEDIO	CONECTOR AL EQUIPO	
RGB (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	OMICRON FT OMICRON PREMIUN										
	REF. ORIGINAL	BCI 3044									
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:1,2m.				
COMPATIBLE BCI	REFERENCIAS	J-003DA	J-003DI	Y-003DN	96550ME	T-003DA	95550MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90736	REDEL (7 PIN MACHO)	
RGB (DIRECTO)	OMICRON FT OMICRON PREMIUN								NO ES NECESARIO CONEX. DIRECTA		
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE	LONG:3,2m.	LONG:3,2m.	LONG:3,2m.		LONG:3,2m.					
COMPATIBLE BCI	REFERENCIAS	J-003CA	J-003CI	Y-003CN		T-003CA		REDEL (7 PIN MACHO)		REDEL (7 PIN MACHO)	
SCHILLER (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	TM7, ARGUS VCM, LCM										
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS							
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.				
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90760	S 8 PIN MACHO	
SCHILLER (CABLE INTERMEDIO)	TM7-ARGUS VCM LCM										
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE										
CONECTOR LNCS	REFERENCIAS							DB-9 (LNCS)	90782	S 8 PIN MACHO	
MASIMO											
SCHILLER (CABLE INTERMEDIO)	TM7-ARGUS VCM LCM										
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE										
CONECTOR LNOP	REFERENCIAS							LNOP	90767	S 8 PIN MACHO	
MASIMO											


CABLES DE PULSIOXIMETRIA

64



MARCA	MODELOS	PINZA ADULTO	PINZA PEDIATRIA	MULTISITIO	SENSOR DE OREJA	BLANDO ADULTO	BLANDO PEDIATRIA	CONECTOR CABLE	CABLE INTERMEDIO	CONECTOR AL EQUIPO	
SCHILLER (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	CM 8										
	REF. ORIGINAL	BCI 3044									
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:1,2m.				
COMPATIBLE BCI	REFERENCIAS	J-003DA	J-003DI	Y-003DN	96550ME	T-003DA	95550MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90734	S 8 PIN MACHO	
SCHILLER / ODAM BRUKER (CON CABLE INTERMEDIO)	SM 783-784-785-TM 910										
	REF. ORIGINAL	BCI 3044									
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:1,2m.				
COMPATIBLE BCI	REFERENCIAS	J-003DA	J-003DI	Y-003DN	96550ME	T-003DA	95550MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90730	DPK-1 (12 PIN)	
SIEMENS (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	SC 6000, 7000, 8000										
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS							
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.				
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90728	SM (7 PIN)	
SIEMENS (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	SIRECUST 700, 630, SIREM SPO2 MODULE										
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS							
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.				
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90726	DPK-1 (10 PIN MACHO)	
SIEMENS (CABLE INTERMEDIO) USO CON C. MULTIPARAM. I.PROCESS CONECTOR LNOP	SC 6000-7000-9000										
	REF. ORIGINAL										
	LONGITUD CABLE										
MASIMO	REFERENCIAS							LNOP	90770	3M MASIMO	


CABLES DE PULSIOXIMETRIA



MARCA	MODELOS	PINZA ADULTO	PINZA PEDIATRIA	MULTISITIO	SENSOR DE OREJA	BLANDO ADULTO	BLANDO PEDIATRIA	CONECTOR CABLE	CABLE INTERMEDIO	CONECTOR AL EQUIPO		
SPACELABS (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	90351-0/6, 90465/66/67/89 90651A, IM77, PC EXPRESS											
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS								
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.					LONG:2,5m.
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90724	HIPERTRONIC (7 PIN MACHO)		
SPACELABS (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	ULTRAVIEW 90496											
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS								
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.					LONG:2,5m.
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90733	HIPERTRONIC (7 PIN MACHO)		
SPACELABS (DIRECTO)	ULTRAVIEW 90496											
	CABLE INTERMEDIO PARA SENSORES DESECHABLES	REF. ORIGINAL	015-0130-00		015-0133-00							700-0029-00
	LONGITUD CABLE	LONG:3,2m.	LONG:3,2m.	LONG:3,2m.		LONG:3,2m.						LONG:0,3m.
COMPAT. NOVAMETRIX	REFERENCIAS	J-009CA	J-009CI	Y-009CN		T-009CA		HIPERTRONIC (7 PIN MACHO)	90732	HIPERTRONIC (7 PIN MACHO)		
SPACELABS (DIRECTO)	9419/1, 90651A/07, 90501											
	CABLE INTERMEDIO PARA SENSORES DESECHABLES	REF. ORIGINAL	015-0130-00		015-0133-00							700-0029-00
	LONGITUD CABLE	LONG:3,2m.	LONG:3,2m.	LONG:3,2m.		LONG:3,2m.						LONG:0,3m.
COMPAT. NOVAMETRIX	REFERENCIAS	J-009CA	J-009CI	Y-009CN		T-009CA		HIPERTRONIC (7 PIN MACHO)	90739	HIPERTRONIC (7 PIN MACHO)		
SPACELABS (DIRECTO)	90351D/G-90465-90466 90467-90489-90651.07/08 90651A								NO ES NECESARIO CONEX. DIRECTA			
	REF. ORIGINAL											
	LONGITUD CABLE	LONG:3,2m.	LONG:3,2m.	LONG:3,2m.		LONG:3,2m.						
COMPAT. NOVAMETRIX	REFERENCIAS	J-023CA	J-023CI	Y-023CN		T-023CA		HIPERTRONIC (7 PIN MACHO)		HIPERTRONIC (7 PIN MACHO)		

CABLES DE PULSIOXIMETRIA


66










MARCA	MODELOS	PINZA ADULTO	PINZA PEDIATRIA	MULTISITIO	SENSOR DE OREJA	BLANDO ADULTO	BLANDO PEDIATRIA	CONECTOR CABLE	CABLE INTERMEDIO	CONECTOR AL EQUIPO		
WELCH ALLYN (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	ATLAS 621-622											
	REF. ORIGINAL	8000AA1										
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.		LONG:1,0m.	LONG:1,2m.					LONG:1,2 / 2,4m.
COMPATIBLE NONIN	REFERENCIAS	J-020DA	J-020DI	Y-020DN		T-020DA	95155MS	DB-7 (7 PIN MACHO)	90764 / 90765	DB-7 (7 PIN MACHO)		
WELCH ALLYN (DIRECTO)	ATLAS 621-622								NO ES NECESARIO CONEX. DIRECTA			
	REF. ORIGINAL											
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.		LONG:1,0m.	LONG:1,2m.					
COMPATIBLE NONIN	REFERENCIAS	J-038CA	J-038CI	Y-038CN		T-038CA		DB-7 (7 PIN MACHO)		DB-7 (7 PIN MACHO)		
WELCH ALLYN (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO)	ATLAS, PROPAQ 102-104-106 PROPAQ CS 242-244-246											
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS								EC4 / EC8
	LONGITUD CABLE	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.	LONG:1,0m.	LONG:0,9m.					LONG:1,2 / 2,4m.
COMPATIBLE NELLCOR	REFERENCIAS	J-001DA	J-001DI	Y-001DN	96710ME	T-001DA	95710MS	DB-9 (9 PIN MACHO)	90720 /90721	DB-9 (7 PIN MACHO)		
WELCH ALLYN (PARA USO CON CABLE INTERMEDIO) PARA USO CON SENSORES ORIGINALES OXIMAX	SPOT, VSM, PROPAQ 242-244-246											
	REF. ORIGINAL	DS-100A		D-YS								DOC 10
	LONGITUD CABLE	LONG:0,9m.		LONG:0,9m.								LONG:2,0m.
NELLCOR OXIMAX	REFERENCIAS	DS-100X		D-YS				DB-9 (9 PIN MACHO)	RCP-006	AMP 14 PIN		
WELCH ALLYN (CABLE INTERMEDIO) CONECTOR LNCS	PROPAQ CS, ENCORE ANTIGUA GENERACION										NO DISPONIBLE	
	REF. ORIGINAL											
	LONGITUD CABLE											LONG:2,5m.
MASIMO	REFERENCIAS							DB-9 (LNCS)	90783			

CABLES DE PULSIOXIMETRIA

67



MARCA	MODELOS	PINZA	PINZA	MULTISITIO	SENSOR DE	BLANDO	BLANDO	CONECTOR CABLE	CABLE INTERMEDIO	CONECTOR AL EQUIPO		
		ADULTO	PEDIATRIA		OREJA	ADULTO	PEDIATRIA					
WELCH ALLYN (CABLE INTERMEDIO)	PROPAQ CS, ENCORE ANTIGUA GENERACION										NO DISPONIBLE	
	REF. ORIGINAL						008-0692-00					
	CONECTOR LNOP	LONGITUD CABLE										LONG:2.5m.
	MASIMO	REFERENCIAS										LNOP
ZOLL (CABLE INTERMEDIO)	DESFIBRILADORES SERIE M BASIC Y AED											
	REF. ORIGINAL											
	CONECTOR LNCS	LONGITUD CABLE										LONG:1,2 / 2,5m.
	MASIMO	REFERENCIAS										DB-9 (LNCS)