

¿Que es la CI? (Compresión Intermitente o Presoterapia)

El correcto reparto de los fluidos en el cuerpo depende del flujo entre sangre sistema linfático y tejidos. Si existiera por ejemplo insuficiencia venosa o desordenes linfáticos o si los músculos estuvieran dañados o debilitados, este reparto de fluido podría verse alterado.

Esto puede superarse utilizando la CI (compresión intermitente) que proporcionan los sistemas PULSEPRESS. Utilizando unas prendas neumáticas que se colocan en el miembro afectado, estas prendas se inflaran y desinflan de forma alterante.

La necesidad de actuar en distintos trastornos de las insuficiencias linfáticas, venosas y demás, buscando el alivio sintomático, tratando las complicaciones y mejorando el factor estético; ha hecho que PULSEPRESS desarrolle un equipo capaz de mejorar la eficacia del sistema, sirviéndose de los más de 20 años en los que ha diseñado fabricado y aprovisionado a hospitales clínicas fisioterapeutas y centros de alto rendimiento deportivo.

¿Para que se utiliza ?

La CI (presoterapia) se utiliza en la prevención y el tratamiento de:

La TVP trombosis en vena profunda

Linfedemas

Ulceras venosas

Estimulo de la circulación de retorno venosa y linfática

Edemas post-trauma

Post-mastectomia

Post-operatorio de injertos de piel, tratamiento de cicatrices

Post operatorios de cirugía estética

Celulitis ayuda a la movilización de los nódulos

Mejora el tónus de la piel

Favorece la recuperación de la elasticidad

Recuperación de lesiones en alta competición

Ayuda a la recuperación de la fatiga producida en el esfuerzo (deportivo)

PULSEPRESS

¿Porque PULSEPRESS?

Numerosos estudios clínicos sugieren que la rapidez en el uso de las prendas es la llave para obtener resultados satisfactorios. Por ello las unidades de PULSEPRESS ofrecen un inflado rápido en cada uno de los productos diseñados para uso domestico.

También es importante el número de compresiones por tratamiento, de tal forma que todos los compresores de PULSEPRESS tienen un ajuste de tiempo de ciclo

PULSEPRESS no se reserva innovaciones técnicas para gamas de producto de más alto precio, esto hace que las unidades diseñadas para uso "domestico" sean más eficientes que algunas otras de la competencia de uso "clínico"

El compresor "CYCLONE" exclusivo de Pulsepress es un ejemplo; suministra más de 20 litros por minuto, de dos a tres veces más capacidad que las unidades comparables.

Otro ejemplo es que todas la prendas de PULSEPRESS tienen los beneficios del autodesinflado, nivel de presión y tiempo de ciclo variable para conseguir la máxima eficacia y el máximo confort.